



AI コミュニケーション for Dental

精密検査機能 使用ガイド

Copyright © 株式会社アスア All Rights Reserved.

※システムの表示画面は実際のものとは異なる場合があります。



歯周精密検査

※light版をご利用の場合のみ

Step 1 ホームメニュー内の検査情報入力から「1点法」の場合は **歯周基本検査** を
「4点法」「6点法」の場合は **歯周精密検査** からお選びいただけます。

三 待ち患者一覧【アスア歯科】

カルテNo 登録

カルテ番号	氏名	診療部位	予約内容
-------	----	------	------



× ホームメニュー

問診票

検査情報入力 ↑

- 歯周基本検査
- 歯周精密検査4点法
- 歯周精密検査6点法
- プラーク検査4点法
- プラーク検査6点法
- プラークスコア比較



歯周精密検査

Step 2 カルテNo検索ウィンドウに、検査を行う患者様のカルテ番号を入力し検索。

歯周基本検査6点法

カルテNo

歯周基本検査 歯周基本検査4点法 ブラーク検査4点法 ブラーク検査6点法 ブラークスコア比較

初回 新 | < 2023-03-15 >

分岐部(上)

動揺

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

分岐部(下)

ポケット 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

出血 排膿 動揺 0 1 2 3 全選択 欠損 欠損(歯周)

分岐 0 I II III

保存 プレビュー&印刷

※新規の患者様の場合、下記の画面が表示されますので、カルテNoと氏名を入力し、登録します。

確定

このカルテ番号がまだ登録されていません。新規のカルテ番号を登録させていただきますが、よろしいでしょうか。

カルテ番号: 999999999

氏名*

いいえ はい



歯周精密検査

Step 9 印刷

歯周精密検査6点法

印刷

歯周診断書

左右反転

印刷

自由入力

メモ

保存

プレビュー&印刷



自由入力欄に入力された内容は歯周診断書に記載されますが、
メモ欄の院内共有メモは記載されません。

プレビューで確認し、問題がなければ「印刷」をクリックすることで印刷できます。



歯周精密検査（2回目以降）

Step 1 過去履歴がある場合、前回の入力内容が表示されます。

2回目以降に検査結果を入力する際は、変更箇所を修正して保存することで新しい記録が保存されます。

歯周精密検査6点法 No.2317

2317

歯周基本検査 ▶ 歯周精密検査4点法 ▶ ブラーク検査4点法 ▶ ブラーク検査6点法 ▶ ブラークスコア比較 ▶

初回 | **最新** | 2023-03-15 | 2023-04-05 | **2023-04-06**

分岐部 (上)	III	III	II	II	I	I	I											III	III	III			
動揺	3	3	3																3	3	3		
	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8							
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8							
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3
			2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
動揺			2	2	2	2								2	2	2	3						
分岐部 (下)			III																III	III			
			III																III	III			

ポケット 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

出血 排膿 動揺 0 1 2 3 全選択 欠損 欠損(歯周)

分岐 0 I II III

保存 プレビュー&印刷



プラーク検査


Step 1 ホームメニュー内の検査情報入力から **プラーク検査** を選択。
「4点法」「6点法」からお選びいただけます。



待ち患者一覧【アスア歯科】

カルテNo

カルテ番号	氏名	診療部位	予約内容
-------	----	------	------





ブランク検査

Step 2 カルテNo.検索ウインドウに、検査を行う患者様のカルテ番号を入力し検索。

三 プランク検査6点法 🔍 🏠

999999999 🔄 歯周基本検査 歯周基本検査4点法 歯周基本検査6点法 ブランク検査4点法 ブランクスコア比較

最新 < 2022-04-22 >

全選択 最終更新日 2022-04-22 ブランク率: 0%

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

保存

※新規の患者様の場合、下記の画面が表示されますので、カルテNoと氏名を入力し、登録します。

確定 ×

このカルテ番号がまだ登録されていません。新規のカルテ番号を登録させていただきますが、よろしいでしょうか。

カルテ番号: 999999999

氏名*

いいえ はい

👉 プラーク検査

Step 3 染め出しの結果、プラークが残っていた箇所を選択してマーク

☰ プラーク検査6点法 🔍 🏠

999999999 🔍 [歯周基本検査](#) [歯周基本検査4点法](#) [歯周基本検査6点法](#) [プラーク検査4点法](#) [プラークスコア比較](#)

初回 | 最新 | < 2022-04-22 >

全選択 最終更新日 2022-04-22 ブラーク率: **20.3%**

8	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8


保存

入力後は忘れずに保存！



プラークスコア比較

Step 1 プラーク検査の過去履歴を最大4回分まで表示させ、比較することができます。



This close-up view shows the control elements of the interface. At the top is a blue header with the title 'プラークスコア比較'. Below it is a search field for 'カルテNo' with a magnifying glass icon. To the right are three buttons: '歯周基本検査', '歯周基本検査4点法', and '歯周基...'. Below these are radio buttons for '配置' with options x1, x2, and x4. Underneath are four dropdown menus for '画面1' through '画面4' with dates: 2020/8, 2021/2/15, 2021/8/4, and 2022/2/2. A hand cursor icon is pointing at the x4 radio button. At the bottom, there is a table with a header row containing '① 残存歯数: 20本'.

「配置」で表示させる枚数を選択、
それぞれの画面選択からデータを選んで比較します。



プラークスコア比較

Step 2 印刷

画面を印刷したい場合は、お使いのデバイスの印刷方法に従ってください。



PC/Chromeの場合

- ① 右クリック
 - ② 印刷
- または
- ① 画面右上の三点マークをクリック
 - ② 印刷

タブレットの場合

- ① 共有マークをクリック
- ② 印刷



株式会社アスア コミュニケーション事業部

2023年4月15日版

株式会社アスア

〒453-0804 愛知県名古屋市中村区黄金通1丁目11 アスアビル